

# PRODUKTINFORMATION

## KERMA® Verbandstoff GmbH

Seit 1886 im Dienst der Medizin



Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen  
Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20  
E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de)

**KERMA.de**



Ausgabe März 2017



Mit dieser Produktinformation verlieren alle bisherigen Produktinformationen ihre Gültigkeit. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



# INHALTSVERZEICHNIS

## Kompressen / Verbandmull

Mullkompressen 8-fach und 12-fach gelegt	3-4
Zellstoff-Vlies-Kompressen	5-6
Zellstoff-Vlies-Kompressen gerollt	7
Kompressenstoff – Die Riesen-Komprese	8
Zellstoff-Mull-Kompressen	9
Zellstoff-Mull-Kompressen gerollt	10
Saugkompressen	11
Augenkompressen	12-13
Mullzuschnitte	14
Verbandmull Meterware	15-16

## Tupfer

Mulltupfer handgefertigt, ballonförmig	17-18
Zelltupf – Verbandzellstofftupfer von der Rolle	19
Stieltupfer handgefertigt, einseitig und beidseitig	20
Spitztupfer handgefertigt	21-22

## Tamponade / Tampons

Verbandmull-Streifenpackungen/Tamponade	23-24
Verbandmull-Streifen gelegt	25
Wattetampons handgefertigt	26

## Binden / Verbände

Elastische Fingerbinden – farbig gemischt	27
Elastische Fixierbinden	28
Verbandzellstoffbinden	29
Nasenverband (Nasenschleuder)	30

## Verbandwatte

Augenwatte	31
Verbandwatte	32
Verbandwatte-Pressrollen	33
Wattestielträger handgefertigt	34

## Hygiene- und Inkontinenzartikel

Krankenunterlagen	35-36
Unterlage mit Folieschutz	37
Einmal-Nasenschlitztücher	38

## Verbandzellstoff hochgebleicht / Zellstoff ungebleicht

Verbandzellstoff-Zuschnitte	39-40
Verbandzellstoff-Watteblättchen (Zellwa-Blättchen)	41
Zellstoff-Zuschnitte ungebleicht	42

## Spezialverbandstoffe

Stabilisierungs- und Druckpolsterrolle	43
--	----

## Allgemeine Geschäftsbedingungen

44-46

Weitere spezielle Anfertigungen sind nach Absprache möglich.

**BEACHT:** Artikel, die ohne PZN angegeben sind, sind zusätzliche Erzeugnisse, haben eine maximale Lieferzeit von 10 Arbeitstagen und sind von einer evtl. Rücknahme ausgeschlossen. Eine Abrechnung über die allgemeine PZN 09999034 ist unter zusätzlicher Angabe der Art.-Nr. und „KERMA“ möglich.

**KERMA® Verbandstoff GmbH**  
Ziegelstraße 29  
09661 Hainichen  
Tel. 037207 408-22 und -30  
Fax 037207 408-20  
E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de)  
**KERMA.de**





KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION



## MULLKOMPRESSEN

### Produkt

8-fach oder 12-fach gelegte Kompressen aus 17-fädigem Verbandmull Baumwolle (DIN EN 14079 – VM17, Ph.Eur.) mit eingeschlagener Schnittkante, daher keine Randfäden, und ohne Röntgenkontrastfäden.

Mullkompressen sind hochsaugfähig, weich, luftdurchlässig.

Mullkompressen werden steril (dampfsterilisiert bei 134°C) und unsteril angeboten.

### Indikation

Das große Einsatzgebiet der Mullkompressen umfasst die allgemeine Wundversorgung. Sie werden u.a. auch als Träger für Salben, zur Abdeckung und Reinigung von Wunden eingesetzt.

### Lieferform: 8-fach gelegt

steril				
Art.-Nr.	PZN	Abmessung	Originalpackung	Versandeinheit
42140	07453584	5cm × 5cm	25 × 2 Stück in Peelpackung/ Faltschachtel	8 Packungen/ Karton
42141	07453590	7,5cm × 7,5cm	25 × 2 Stück in Peelpackung/ Faltschachtel	8 Packungen/ Karton
42142	07453609	10cm × 10cm	25 × 2 Stück in Peelpackung/ Faltschachtel	8 Packungen/ Karton
42143	07453615	10cm × 20cm	25 × 2 Stück in Peelpackung/ Faltschachtel	12 Packungen/ Karton
42144	10810846	10cm × 10cm	10 Stück im Sterilbeutel/Folie	30 Packungen/ Karton

unsteril				
Art.-Nr.	PZN	Abmessung	Originalpackung	Versandeinheit
42116	07412757	5cm × 5cm	100 Stück in Faltschachtel	10 Packungen/ Karton
42117	07412786	7,5cm × 7,5cm	100 Stück in Faltschachtel	10 Packungen/ Karton
42115	07118408	10cm × 10cm	100 Stück in Faltschachtel	10 Packungen/ Karton
42118	07412800	10cm × 20cm	100 Stück in Faltschachtel	10 Packungen/ Karton

### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de) | [KERMA.de](http://KERMA.de)





KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### MULLKOMPRESSEN

#### Lieferform: 12-fach gelegt

steril				
Art.-Nr.	PZN	Abmessung	Originalpackung	Versandeinheit
42120	07259132	5cm × 5cm	5 × 2 Stück in Peelpackung/Folie	30 Packungen/ Karton
42121	07259149	5cm × 5cm	25 × 2 Stück in Peelpackung/ Faltschachtel	8 Packungen/ Karton
42122	07259155	7,5cm × 7,5cm	5 × 2 Stück in Peelpackung/Folie	30 Packungen/ Karton
42123	07259161	7,5cm × 7,5cm	25 × 2 Stück in Peelpackung/ Faltschachtel	8 Packungen/ Karton
42124	07259178	10cm × 10cm	5 × 2 Stück in Peelpackung/Folie	30 Packungen/ Karton
42125	07259184	10cm × 10cm	25 × 2 Stück in Peelpackung/ Faltschachtel	8 Packungen/ Karton
42126	07259190	10cm × 20cm	5 × 2 Stück in Peelpackung/Folie	30 Packungen/ Karton
42127	07259209	10cm × 20cm	25 × 2 Stück in Peelpackung/ Faltschachtel	12 Packungen/ Karton

unsteril				
Art.-Nr.	PZN	Abmessung	Originalpackung	Versandeinheit
42110	07118414	5cm × 5cm	100 Stück in Faltschachtel	10 Packungen/ Karton
42111	07118420	7,5cm × 7,5cm	100 Stück in Faltschachtel	10 Packungen/ Karton
42112	07118437	10cm × 10cm	100 Stück in Faltschachtel	10 Packungen/ Karton
42114	07118443	10cm × 20cm	100 Stück in Faltschachtel	10 Packungen/ Karton

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de) | [KERMA.de](http://KERMA.de)





KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION



### ZELLSTOFF-VLIES-KOMPRESSEN 12-lagig

#### Produkt

Beidseitig vernähte Komresse, bestehend aus einer oberen und unteren Lage hautfreundlichem Hygienevlies und 10 Lagen sauerstoffgebleichtem, hochsaugfähigem Verbandzellstoff nach DAB.

Zellstoff-Vlies-Kompressen werden steril (dampfsterilisiert bei 134°C) und unsteril angeboten und sind beidseitig verwendbar.

#### Indikation

Zellstoff-Vlies-Kompressen eignen sich für Wunden aller Art, besonders für sezernierende Wunden, die im ambulanten und stationären Bereich zu versorgen sind. Ferner sind sie hervorragend für die Versorgung von Stoma-Patienten geeignet. Kleine Abmessungen werden auch im HNO-Bereich verwendet, u.a. als Zungenläppchen.

#### Lieferform:

steril				
Art.-Nr.	PZN	Abmessung	Originalpackung	Versandeinheit
44131	04050199	6cm × 8cm	5 × 1 Stück in Peelpackung/Folie	50 Packungen/Karton
44133	04050176	6cm × 8cm	100 × 2 Stück in Peelpackung/Faltschachtel	4 Packungen/Karton
44132	04050124	8cm × 10cm	5 × 1 Stück in Peelpackung/Folie	30 Packungen/Karton
44134	04050182	8cm × 10cm	100 × 2 Stück in Peelpackung/Karton	4 Packungen/Karton
44137	06347638	10cm × 10cm	5 × 2 Stück in Peelpackung/Folie	20 Packungen/Karton
44135	07218067	10cm × 10cm	25 × 2 Stück in Peelpackung/Faltschachtel	12 Packungen/Karton
44138	06347644	10cm × 20cm	5 × 2 Stück in Peelpackung/Folie	10 Packungen/Karton
44139	06347615	10cm × 20cm	25 × 2 Stück in Peelpackung/Faltschachtel	10 Packungen/Karton
44129	07259020	20cm × 30cm	5 × 2 Stück in Peelpackung/Folie	15 Packungen/Karton
44130	07259037	20cm × 30cm	30 × 2 Stück in Peelpackung/Karton	Originalpackung

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de) | [KERMA.de](http://KERMA.de)





KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### ZELLSTOFF-VLIES- KOMPRESSEN 12-lagig

<b>unsteril</b>				
Art.-Nr.	PZN	Abmessung	Originalpackung	Versandeinheit
44101	04082549	6cm × 8cm	10 Stück in Folie	40 Packungen/ Karton
44111	04050130	6cm × 8cm	100 Stück in Faltschachtel	30 Packungen/ Karton
44102	04082555	8cm × 10cm	10 Stück in Folie	40 Packungen/ Karton
44112	04050147	8cm × 10cm	100 Stück in Faltschachtel	30 Packungen/ Karton
44110	04096534	10cm × 10cm	100 Stück in Faltschachtel	23 Packungen/ Karton
44118	03404672	10cm × 10cm	500 Stück im Karton	Originalpa- ckung
44103	04082561	10cm × 20cm	10 Stück in Peelpackung	40 Packungen/ Karton
44113	04050153	10cm × 20cm	100 Stück in Faltschachtel	12 Packungen/ Karton
44116	06894501	10cm × 20cm	500 Stück im Karton	Original- packung
44104	04082578	20cm × 30cm	10 Stück in Folie	nach Auftrag
44114	04082526	20cm × 30cm	100 Stück Packung	Original- packung
44105	04082584	20cm × 40cm	10 Stück in Folie	40 Packungen/ Karton
44115	04082532	20cm × 40cm	100 Stück Packung	Original- packung

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de) | [KERMA.de](http://KERMA.de)





KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### ZELLSTOFF-VLIES- KOMPRESSEN gerollt, 12-lagig

#### Produkt

Beidseitig vernähte Komresse auf Rolle, bestehend aus einer oberen und unteren Lage hautfreundlichem Hygienevlies sowie 10 Lagen sauerstoffgebleichtem, hochsaugfähigem Verbandzellstoff nach DAB. Es können verschiedene Kompressenlängen nach Bedarf zugeschnitten werden (sparsamer Verbrauch).

Gerollte Zellstoff-Vlies-Kompressen werden unsteril angeboten, sind jedoch sterilisierbar und können beidseitig verwendet werden.

#### Indikation

Die Kompressen sind universell einsetzbar für Wunden aller Art, besonders für sezernierende Wunden, auch für Adipositas-Patienten.



#### Lieferform:

unsteril				
Art.-Nr.	PZN	Abmessung	Originalpackung	Versandeinheit
44906	06347673	10cm x 10 m	1 Rolle in Folie	18 Packungen/Karton

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de) | [KERMA.de](http://KERMA.de)





KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### KOMPRESSEN- STOFF Die Riesen- Komresse, 12-lagig

#### Produkt

Kompreszenstoff besteht aus 10 Lagen sauerstoffgebleichtem, hochsaugfähigem Verbandzellstoff nach DAB, ist beidseitig mit Hygienevlies belegt und vernäht. Durch die Größe des Kompreszenstoffs können bedarfsgerechte Kompreszen-Zuschnitte gefertigt werden. Er kann aber auch direkt als Komresse bei Adipositas-Patienten eingesetzt werden.

Kompreszenstoff wird unsteril angeboten, ist jedoch sterilisierbar und kann beidseitig verwendet werden.

#### Indikation

Kompreszenstoff eignet sich für die großflächige Wundversorgung aller Art (z.B. bei Adipositas-Patienten).



#### Lieferform:

unsteril				
Art.-Nr.	PZN	Abmessung	Originalpackung	Versandeinheit
45642	04050118	40cm × 100cm	1 Stück in Folie	30 Packungen/Karton

Klinikpackung unsteril				
Art.-Nr.	PZN	Abmessung	Originalpackung	Versandeinheit
45645	–	40cm × 50cm	50 Stück im Karton	Originalpackung

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de) | [KERMA.de](http://KERMA.de)





KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION



### ZELLSTOFF-MULL-KOMPRESSEN 12-lagig

#### Produkt

Beidseitig vernähte Komresse, bestehend aus einer oberen Lage 20-fädigem Verbandmull aus Baumwolle (DIN EN 14079 – VM20, Ph.Eur.), 10 Lagen sauerstoffgebleichtem, hochsaugfähigem Verbandzellstoff nach DAB und einer unteren Lage Hygienevlies. Sie ist stets mit der Mullfläche auf die Wunde zu applizieren.

Zellstoff-Mull-Kompresen werden steril (dampfsterilisiert bei 134°C) und unsteril angeboten.

#### Indikation

Die Zellstoff-Mull-Kompresen eignen sich für Wunden aller Art, besonders für stark sezernierende Wunden und für Salbenverbände.

#### Lieferform:

steril				
Art.-Nr.	PZN	Abmessung	Originalpackung	Versandeinheit
44161	06347667	10cm × 10cm	5 × 2 Stück in Peelpackung/Folie	20 Packungen/Karton
44164	07218073	10cm × 10cm	25 × 2 Stück in Peelpackung/Faltschachtel	12 Packungen/Karton
44162	06347650	10cm × 20cm	5 × 2 Stück in Peelpackung/Folie	10 Packungen/Karton
44163	06347621	10cm × 20cm	25 × 2 Stück in Peelpackung/Faltschachtel	10 Packungen/Karton

unsteril				
Art.-Nr.	PZN	Abmessung	Originalpackung	Versandeinheit
44180	04909658	10cm × 10cm	10 Stück in Folie	40 Packungen/Karton
44181	04909664	10cm × 20cm	10 Stück in Peelpackung	40 Packungen/Karton
44171	04095279	10cm × 20cm	100 Stück in Faltschachtel	12 Packungen/Karton

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de) | [KERMA.de](http://KERMA.de)





KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### ZELLSTOFF-MULL-KOMPRESSEN gerollt, 12-lagig

#### Produkt

Beidseitig vernähte Komresse auf Rolle, bestehend aus einer oberen Lage 20-fädigem Verbandmull aus Baumwolle (DIN EN 14079 – VM20, Ph.Eur.), 10 Lagen sauerstoffgebleichtem, hochsaugfähigem Verbandzellstoff nach DAB und einer unteren Lage Hygienevlies. Es können verschiedene Kompressenlängen nach Bedarf zugeschnitten werden (sparsamer Verbrauch). Sie sind stets mit der Mullfläche zur Wunde zu applizieren.

Gerollte Zellstoff-Mull-Kompressen werden unsteril angeboten, sind jedoch sterilisierbar.

#### Indikation

Die Zellstoff-Mull-Kompressen sind universell einsetzbar, besonders für stark sezernierende Wunden und Salbenverbände, u.a. für Adipositas-Patienten.

#### Lieferform:

unsteril				
Art.-Nr.	PZN	Abmessung	Originalpackung	Versandeinheit
44904	06347696	10cm × 10m	1 Rolle in Folie	16 Packungen/ Karton

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen  
Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20  
E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de) | [KERMA.de](http://KERMA.de)





KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION



## SAUGKOMPRESSEN

### Produkt

Beidseitig vernähte Komresse, bestehend aus einer oberen und unteren Lage hautfreundlichem Hygienevlies und einer Sauglage aus 100% Viskosefasern nach DAB. Die Komresse ist besonders weich und anschmiegsam und besitzt neben ihrer Polsterung eine hohe Saugkapazität.

Saugkompressen werden unsteril angeboten, sind jedoch sterilisierbar und können beidseitig verwendet werden.

### Indikation

Saugkompressen eignen sich für Wunden aller Art, besonders für stark sezernierende Wunden, die im ambulanten und stationären Bereich zu versorgen sind.

### Lieferform:

unsteril				
Art.-Nr.	PZN	Abmessung	Originalpackung	Versandeinheit
44141	04095233	10cm x 20cm	40 Stück in Faltschachtel	12 Packungen/ Karton

### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de) | [KERMA.de](http://KERMA.de)





KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### AUGEN- KOMPRESSEN

#### Produkt

Augenkompressen bestehen aus Verbandwatte (Baumwolle), die beidseitig mit 20-fädigem Verbandmull, ebenfalls aus Baumwolle (DIN EN 14079 – VM20, Ph.Eur.), bedeckt und in ovaler Form ausgestanzt ist. Sie sind weich, anschmiegsam, gut zu fixieren und passen sich gut an. Durch die nicht verfestigten Ränder wird ein weiches Anliegen am Auge garantiert.

Augenkompressen werden steril (dampfsterilisiert bei 134°C) und unsteril angeboten.

#### Indikation

Augenkompressen dienen der Versorgung von Verletzungen am Auge, zur Abdeckung nach operativen Eingriffen, zur Applikation von Pharmaka und zum speziellen Schutz des Auges.



#### Lieferform:

steril				
Art.-Nr.	PZN	Abmessung	Originalpackung	Versandeinheit
42106	07218096	5,8cm × 7cm	5 × 1 Stück in Peelpackung/Folie	30 Packungen/Karton
42107	07218104	5,8cm × 7cm	25 × 1 Stück in Peelpackung/Faltschachtel	17 Packungen/Karton
42108	07259008	5,8cm × 7cm	10 Stück im Sterilbeutel/Folie	30 Packungen/Karton

Preisgünstige Klinikpackung steril				
Art.-Nr.	PZN	Abmessung	Originalpackung	Versandeinheit
42109	–	5,8cm × 7cm	30 × 10 Stück im Sterilbeutel/Karton	Originalpackung

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de) | [KERMA.de](http://KERMA.de)





KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

## AUGEN- KOMPRESSEN

<b>unsteril</b>				
<b>Art.-Nr.</b>	<b>PZN</b>	<b>Abmessung</b>	<b>Originalpackung</b>	<b>Versandeinheit</b>
42104	02101691	5,8cm × 7cm	5 Stück in Papier/ Faltschachtel	90 Packungen/ Karton
42101	04050064	5,8cm × 7cm	10 Stück in Papier/ Faltschachtel	90 Packungen/ Karton
42102	04050070	5,8cm × 7cm	25 Stück in Papier/ Faltschachtel	68 Packungen/ Karton
42103	04050087	5,8cm × 7cm	50 Stück in Papier/ Faltschachtel	33 Packungen/ Karton

### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20


E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de) | [KERMA.de](http://KERMA.de)





KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION



## MULLZUSCHNITTE

### Produkt

Mullzuschnitte aus hochwertiger Baumwolle werden aus 20-fädigem Verbandmull (DIN EN 14079 – VM20, Ph.Eur.) hergestellt.

Sie werden steril (dampfsterilisiert bei 134°C) und unsteril geliefert.

### Indikation

Mullzuschnitte können vielseitig angewandt werden, z.B. zur Abdeckung und Reinigung von Wunden aller Art sowie als Träger für Salben etc.

### Lieferform:

#### steril

Art.-Nr.	PZN	Abmessung	Originalpackung	Versandeinheit
42224	04050331	15cm × 15cm	25 Stück in Peelpackung/Folie	15 Packungen/Karton
42226	04050354	20cm × 20cm	25 Stück in Peelpackung/Folie	15 Packungen/Karton

#### unsteril

Art.-Nr.	PZN	Abmessung	Originalpackung	Versandeinheit
42201	04422519	10cm × 10cm	500 Stück in Folie	10 Packungen/Karton
42202	04422525	15cm × 15cm	500 Stück in Folie	7 Packungen/Karton
42204	04422502	20cm × 20cm	100 Stück in Folie	50 Packungen/Karton
42205	04422531	20cm × 20cm	500 Stück in Faltschachtel	6 Packungen/Karton
42206	04422548	30cm × 30cm	500 Stück in Folie	4 Packungen/Karton
42207	04422554	40cm × 40cm	500 Stück in Folie	3 Packungen/Karton
42208	–	40cm × 60cm	500 Stück in Folie/Karton	Originalpackung

### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de) | [KERMA.de](http://KERMA.de)





KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION



### VERBANDMULL Meterware

#### Produkt

20-fädiger Verbandmull (DIN EN 14079 – VM20, Ph.Eur.), 1m breit, wird in verschiedenen Längen angeboten und ist mehrfach zusammengelegt.

#### Keine Zickzack-Legung!

Verbandmull wird steril (dampfsterilisiert bei 134°C) und unsteril angeboten.

#### Indikation

Der Verbandmull ist ein traditioneller und vielseitig verwendbarer Verbandstoff zur Wundversorgung, Abdeckung und Reinigung.

#### Lieferform:

##### steril

Art.-Nr.	PZN	Abmessung	Originalpackung	Versandeinheit
42420	11580147	1m × 1m	1 Stück in Peelpackung/Folie	10 Packungen/ Karton

##### Klinikpackung steril

Art.-Nr.	PZN	Abmessung	Originalpackung	Versandeinheit
42419	–	1m × 1m	70 × 1 Stück in Peelpackung/ Karton	Original- packung

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de) | [KERMA.de](http://KERMA.de)





KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### VERBANDMULL Meterware

unsteril				
Art.-Nr.	PZN	Abmessung	Originalpackung	Versandeinheit
42411	04422560	1m × 0,5m	1 Stück in Folie	nach Auftrag
42412	04422577	1m × 1m	1 Stück in Peelpackung	15 Packungen/ Karton
42413	04422583	1m × 2m	1 Stück in Folie	20 Packungen/ Karton
42414	04422608	1m × 5m	1 Stück in Folie	30 Packungen/ Karton
42415	04422614	1m × 10m	1 Stück in Folie	20 Packungen/ Karton
42416	04422620	1m × 20m	1 Stück in Folie	10 Packungen/ Karton
42417	04422637	1m × 40m	1 Stück in Folie	7 Packungen/ Karton

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de) | [KERMA.de](http://KERMA.de)





KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION



### MULLTUPFER handgefertigt ballonförmig

#### Produkt

Mulltupfer werden aus 20-fädigem Verbandmull (Baumwolle, DIN EN 14079 –VM20, Ph.Eur.) hergestellt. Diese hochsaugfähigen Schlinggazetupfer sind ballonförmig, ohne Röntgenkontrastfaden und ohne Gummiring.

Mulltupfer werden steril (dampfsterilisiert bei 134°C) und unsteril angeboten.

#### Indikation

Mulltupfer dienen – je nach Größe – zur Wundreinigung, Blut- und Sekretaufnahme sowie zur Hautdesinfektion.

#### Lieferform:

steril				
Art.-Nr.	PZN	Abmessung Mullzu- schnitt/ Größe	Originalpackung	Versandeinheit
42530	07118377	15cm × 15cm walnussgroß	50 × 2 Stück in Klarsicht- Peelpackung/ Faltschachtel	12 Packungen/ Karton
42513	02845948	15cm × 15cm walnussgroß	5 Stück in Klarsicht-Peel- packung/Folie	30 Packungen/ Karton
42510	01408772	15cm × 15cm walnussgroß	20 × 5 Stück in Klarsicht- Peelpackung/ Faltschachtel	12 Packungen/ Karton
42532	07380454	15cm × 15cm walnussgroß	30 Stück im Sterilbeutel/Folie	20 Packungen/ Karton
42531	07118383	20cm × 20cm pflaumen- groß	40 × 2 Stück in Klarsicht- Peelpackung/ Faltschachtel	12 Packungen/ Karton
42511	01408826	20cm × 20cm pflaumen- groß	20 × 4 Stück in Klarsicht- Peelpackung/ Faltschachtel	12 Packungen/ Karton
42514	02845954	20cm × 20cm pflaumen- groß	5 Stück in Klarsicht- Peelpackung/Folie	30 Packungen/ Karton

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de) | [KERMA.de](http://KERMA.de)





KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### MULLTUPFER handgefertigt ballonförmig

steril				
Art.-Nr.	PZN	Abmessung Mullzu- schnitt/ Größe	Originalpackung	Versandeinheit
42536	01408849	20cm × 20cm pflaumen- groß	50 × 5 Stück in Klarsicht- Peelpackung/Karton	Original- packung
42534	01408861	20cm × 20cm pflaumen- groß	30 × 10 Stück in Klarsicht- Peelpackung/Karton	Original- packung
42533	07380460	20cm × 20cm pflaumen- groß	30 Stück im Sterilbeutel/Folie	10 Packungen/ Karton
42512	02080902	20cm × 20cm pflaumen- groß	100 Stück im Sterilbeutel/Folie	20 Packungen/ Karton

unsteril				
Art.-Nr.	PZN	Abmessung Mullzu- schnitt/ Größe	Originalpackung	Versandeinheit
42523	00659118	15cm × 15cm walnussgroß	100 Stück in Folie	16 Packungen/ Karton
42520	07118331	15cm × 15cm walnussgroß	500 Stück in Folie	10 Packungen/ Karton
42525	00659124	20cm × 20cm pflaumen- groß	100 Stück in Folie	16 Packungen/ Karton
42524	07118348	20cm × 20cm pflaumen- groß	500 Stück in Folie	8 Packungen/ Karton
42522	08627307	30cm × 30cm eigroß	250 Stück in Folie	7 Packungen/ Karton
42528	08627299	30cm × 40cm extragroß	250 Stück in Folie	4 Packungen/ Karton

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de) | [KERMA.de](http://KERMA.de)





KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION



### ZELLTUPF

#### Verbandzellstofftupfer von der Rolle

##### Produkt

Verbandzellstofftupfer haben eine polsterartige Form und sind in der Größe 4cm x 5cm durch problemloses Abreißen sofort verwendbar.

Durch die rollenartige Aufmachung eignen sich Zelltupf-Produkte hervorragend zum Nachfüllen vorhandener Spenderboxen.

Zelltupf werden steril (dampfsterilisiert bei 134°C) und unsteril angeboten.

##### Indikation

Verbandzellstofftupfer können vielseitig verwendet werden – u.a. zur Hautreinigung vor Infusionen und Injektionen, zur lokalen Desinfektion kleiner Wunden vor chirurgischen Eingriffen, als Saugpolster bei kleinen Verletzungen sowie für viele Arbeiten im Laborbereich, in Stomatologie, Medizin, Kosmetik und Fußpflege.

#### Lieferform:

##### steril

Art.-Nr.	PZN	Abmessung	Originalpackung	Versandeinheit
41455	00816948	4cm x 5cm	<b>2 Rollen</b> à 500 Stück in Folie (je 1 Rolle im Sterilbeutel)	12 Packungen/ Karton

##### unsteril

Art.-Nr.	PZN	Abmessung	Originalpackung	Versandeinheit
41451	08820263	4cm x 5cm	<b>2 Rollen</b> à 500 Stück in Folie	12 Packungen/ Karton

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de) | [KERMA.de](http://KERMA.de)





KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### STIELTUPFER

#### Produkt

Mullzuschnitt aus 20-fädigem Verbandmull (Baumwolle, DIN EN 14079 – VM20, Ph.Eur.), der auf ein Ende oder auch auf beide Enden eines Holzstabes (Länge ca. 20cm, Ø ca. 4mm) ca. 7cm lang mit verdeckten Schnittkanten fest gewickelt ist.

Stieltupfer werden steril (dampfsterilisiert bei 134°C) und unsteril angeboten.

#### Indikation

Stieltupfer eignen sich hervorragend zur Wundversorgung, für Abstriche, als Träger für Desinfektionslösungen, zum Desinfizieren und Reinigen von Wunden und Hautpartien sowie zur Reinigung von Geräten im Laborbereich.

Diese vielseitige Verwendbarkeit wird noch durch das Einsatzgebiet „Mundpflege“ erweitert.

Mit Wasser oder Tee getränkte Stieltupfer lassen sich zum Wohle des Patienten sehr gut zur Reinigung der Mundhöhle oder zum Benetzen der Lippen verwenden – gerade auch bei Unverträglichkeit von oder Aversion gegen Zitronenstäbchen u.ä.

#### Lieferform:

steril				
Art.-Nr.	PZN	Ausführung	Originalpackung	Versandeinheit
42545	01743826	einseitig	5 Stück in Klarsicht-Peelpackung/Folie	30 Packungen/Karton

#### Preisgünstige Klinikpackung steril

Art.-Nr.	PZN	Ausführung	Originalpackung	Versandeinheit
42546	–	einseitig	230 × 5 Stück in Klarsicht-Peelpackung/Karton	Originalpackung

#### unsteril

Art.-Nr.	PZN	Ausführung	Originalpackung	Versandeinheit
42542	04804586	einseitig	120 Stück in Faltschachtel	nach Auftrag
42540	04769447	beidseitig	120 Stück in Faltschachtel	nach Auftrag

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de) | [KERMA.de](http://KERMA.de)





KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### SPITZTUPFER handgefertigt

#### Produkt

Spitztupfer aus hochwertiger Baumwolle werden aus 20-fädigem Verbandmull (DIN EN 14079 – VM20, Ph.Eur.) verschiedener Abmessungen hergestellt. Sie werden in gelegter, gedrehter und gerollter Form produziert.

Spitztupfer werden steril (dampfsterilisiert bei 134°C) und unsteril angeboten.

#### Indikation

Spitztupfer werden vorzugsweise im HNO-Bereich verwendet.



#### Lieferform:

steril				
Art.-Nr.	PZN	Ausführung	Originalpackung	Versandeinheit
42561	<b>12464590</b>	Mullzuschnitt 12cm × 12cm, <b>gedreht</b> Länge ca. 8cm Breite ca. 0,5cm	50 × 10 Stück in Klarsicht-Peel- packung/Karton	Original- packung
42556	–	Mullzuschnitt 12cm × 12cm, <b>gelegt (Drei- eck-Legung)</b>	50 × 10 Stück in Klarsicht-Peel- packung/Karton	Original- packung

unsteril				
Art.-Nr.	PZN	Ausführung	Originalpackung	Versandeinheit
42550	–	Mullzuschnitt 25cm × 25cm <b>gelegt (Tütenform)</b> (á 10 Stück gebündelt)	1 Stück	nach Auftrag
42551	–	Mullzuschnitt 6cm × 8cm <b>gedreht</b> Länge ca. 5cm	20 Stück im Foliebeutel/ Faltschachtel	nach Auftrag
42553	–	Mullzuschnitt 12cm × 12cm <b>gedreht</b> Länge ca. 8cm Breite ca. 0,5cm	50 × 10 Stück im Foliebeutel/ Karton	Original- packung

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de) | [KERMA.de](http://KERMA.de)





KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### SPITZTUPFER handgefertigt

unsteril				
Art.-Nr.	PZN	Ausführung	Originalpackung	Versandeinheit
42558	–	Mullzuschnitt 12cm × 12cm <b>gedreht</b> , mit Rückholfaden Länge ca. 7cm	50 Stück in Faltschachtel	nach Auftrag
42557	–	Mullzuschnitt 15cm × 15cm <b>gedreht</b> Länge ca. 9cm	25 Stück im Foliebeutel/ Faltschachtel	nach Auftrag
42570	–	Mullzuschnitt 12cm × 12cm <b>gerollt</b> Länge ca. 7cm	50 Stück in Faltschachtel	nach Auftrag
42555	–	Mullzuschnitt 12cm × 12cm <b>gerollt</b> , mit Rückholfaden Länge ca. 7cm	50 Stück in Faltschachtel	nach Auftrag
42573	–	Mullzuschnitt 12cm × 12cm 2-fach, <b>gedreht</b> Länge ca. 4cm Breite ca. 1cm	10 Stück im Foliebeutel	50 Packungen/ Karton
42554	–	Mullzuschnitt 20cm × 20cm, <b>gerollt</b> , Länge ca. 8,5cm	50 Stück in Faltschachtel	nach Auftrag

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de) | [KERMA.de](http://KERMA.de)





KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### VERBANDMULL- STREIFEN- PACKUNGEN/ TAMPONADE

#### Produkt

20-fädiger Verbandmull aus hochwertiger Baumwolle (DIN EN 14079 – VM20, Ph.Eur.) in Streifenform 4-fach gelegt. Die Schnittkanten sind verdeckt, wodurch keine störenden Randfäden auftreten.

Streifenpackungen werden steril (dampfsterilisiert bei 134°C) und unsteril in verschiedenen Längen und folgenden Breiten angeboten:

- **24cm – 4-fach gelegt auf 6cm**
- **32cm – 4-fach gelegt auf 8cm**
- **40cm – 4-fach gelegt auf 10cm**

Der in Zickzackform gelegte Mullstreifen ist bei den sterilen Ausführungen (außer Klinikpackungen) im Sterilbeutel und einer handlichen Spenderfaltschachtel verpackt, wodurch eine praktische und wirtschaftliche Entnahme garantiert ist. Die Spenderfaltschachtel ist zusätzlich in Folie eingeschweißt. Bei den unsterilen Ausführungen ist der in Zickzackform gelegte Mullstreifen in Papierumhüllung und zu 10 bzw. 20 Stück im Karton verpackt.



#### Lieferform:

steril				
Art.-Nr.	PZN	Abmessung	Originalpackung	Versandeinheit
42401	04046795	6cm × 5 m	1 Stück im Sterilbeutel/ Spenderfaltschachtel und Folie	nach Auftrag
42402	04046803	8cm × 5 m	1 Stück im Sterilbeutel/ Spenderfaltschachtel und Folie	nach Auftrag
42403	04046826	10cm × 5 m	1 Stück im Sterilbeutel/ Spenderfaltschachtel und Folie	nach Auftrag

Klinikpackungen steril				
Art.-Nr.	PZN	Abmessung	Originalpackung	Versandeinheit
42408	–	6cm × 1m	30 × 1 Stück in Klarsicht-Peelpackung/Karton	Originalpackung
42400	–	6cm × 5m	30 × 1 Stück im Sterilbeutel/ Karton	Originalpackung

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de) | [KERMA.de](http://KERMA.de)





KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### VERBANDMULL- STREIFEN- PACKUNGEN/ TAMPONADE

#### Indikation

Der Verbandmull (Streifenpackung) wird zur allgemeinen Wundversorgung, zum Tamponieren und Reinigen von Wunden aller Art sowie für Salbenverbände verwendet.

Klinikpackungen <b>unsteril</b>				
Art.-Nr.	PZN	Abmessung	Originalpackung	Versandeinheit
42407	–	6cm × 3m	10 × 1 Stück in Faltschachtel	Originalpackung
42404	–	6cm × 5m	20 × 1 Stück in Papier/Karton	Originalpackung
42405	–	8cm × 5m	20 × 1 Stück in Papier/Karton	Originalpackung
42406	–	10cm × 5m	20 × 1 Stück in Papier/Karton	Originalpackung

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de) | [KERMA.de](http://KERMA.de)





KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### VERBANDMULL- STREIFEN gelegt

#### Produkt

20-fädiger Verbandmull  
aus Baumwolle (DIN EN  
14079 – VM 20, Ph.Eur.).

Verbandmull-Streifen, gelegt,  
werden steril (dampfsterilisiert bei  
134°C) und unsteril angeboten.

#### Indikation

Die Verbandmull-Streifen  
werden bevorzugt im  
HNO-Bereich verwendet.

#### Lieferform:

Klinikpackungen <b>steril</b>				
Art.-Nr.	PZN	Abmessung	Originalpackung	Versandeinheit
42435	<b>12464584</b>	Verbandmull- Streifen, gelegt auf 1,5cm × 10cm, Mullzuschnitt: 6cm × 23cm	50 × 10 Stück in Sterilbeutel/ Karton	Original- packung
42437	–	Verbandmull- Streifen, gelegt auf 12cm × 3cm, Mullzuschnitt: 12cm × 27cm	50 × 10 Stück in Klarsicht-Peel- packung/Karton	Original- packung

Klinikpackungen <b>unsteril</b>				
Art.-Nr.	PZN	Abmessung	Originalpackung	Versandeinheit
42430	–	Verbandmull- Streifen, gelegt auf 6cm × 2cm, Mullzuschnitt: 12cm × 16cm	200 Stück im Karton	Original- packung
42431	–	Verbandmull- Streifen, gelegt auf 12cm × 3cm, Mullzuschnitt: 12cm × 27cm	200 Stück im Karton	Original- packung

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de) | [KERMA.de](http://KERMA.de)





KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION



### WATTETAMPONS handgefertigt

#### Produkt

Wattebausch mit einer Mull-  
umhüllung aus 20-fädigem  
Verbandmull (Baumwolle,  
DIN EN 14079 – VM20 Ph.Eur.),  
durch einen doppelten Faden  
zusammengehalten (Länge  
ca. 20cm), der zusätzlich  
als Rückholfaden fungiert.  
Wattetampons sind in drei ver-  
schiedenen Größen lieferbar:

- **walnussgroß – Ø ca. 4cm,  
Gewicht ca. 2,4g**
- **extragroß – Ø ca. 5cm,  
Gewicht ca. 3,8g**
- **faustgroß – Ø ca. 6cm,  
Gewicht ca. 7,0g**

Wattetampons werden steril  
(dampfsterilisiert bei 134°C) und  
unsteril angeboten.

#### Indikation

Die Wattetampons werden zum  
Tamponieren verschiedener  
Wunden verwendet, vor allem  
im gynäkologischen und  
chirurgischen Bereich.

#### Lieferform:

##### steril

Art.-Nr.	PZN	Größe	Originalpackung	Versandeinheit
42502	04045502	walnussgroß Ø ca. 4cm	12 Stück im Sterilbeutel/ Faltschachtel	nach Auftrag
42503	04045519	extragroß Ø ca. 5cm	12 Stück im Sterilbeutel/ Faltschachtel	nach Auftrag
42504	10810869	extragroß Ø ca. 5cm	50 × 1 Stück in Klarsicht-Peel- packung/Karton	Original- packung

##### unsteril

Art.-Nr.	PZN	Größe	Originalpackung	Versandeinheit
42507	10810875	faustgroß Ø ca. 6cm	10 × 5 Stück im Foliebeutel/ Karton	Original- packung

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de) | [KERMA.de](http://KERMA.de)





KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### ELASTISCHE FINGERBINDEN farbig gemischt

#### Produkt

Kohäsive dauerelastische Fixierbinden aus 39% Baumwolle und 61% Polyamid, **latexbeschichtet**, 2,5cm breit und 4m lang. Die Fingerbinden werden als 6er Pack gemischt in den Farben grün, weiß, blau, gelb, rot und schwarz angeboten und sind unsteril.

#### Indikation

Aufgrund der Breite von nur 2,5cm werden diese Fixierbinden hauptsächlich an Händen und Zehen eingesetzt sowie bei Patienten im Kindesalter.

Wegen der Farbauswahl sind diese Binden bei Kindern sehr beliebt und somit eine Bereicherung im Sprechstundenbedarf.

Die dunklen Farben werden von Handwerkern bevorzugt, da ein weißer Verband sehr schmutzanfällig ist. Auch ist ein Einsatz im veterinärmedizinischen Bereich möglich.



#### Lieferform:

Art.-Nr.	PZN	Abmessung	Originalpackung	Versandeinheit
43350	01922049	2,5cm x 4m	6 Stück farbig je Faltschachtel	Originalpackung

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de) | [KERMA.de](http://KERMA.de)





KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### ELASTISCHE FIXIERBINDEN

#### Produkt

Kohäsive dauerelastische Fixierbinden aus 39% Baumwolle und 61% Polyamid, **latex-beschichtet**, 4cm breit und 20m lang – **Sprechstundenbedarf**. Die Binden werden als 2er Pack in den Farben rot und blau angeboten und sind unsteril. Sie sind luftdurchlässig und schnüren nicht ein, so dass das Blut zirkulieren kann.

#### Indikation

Der Einsatz erfolgt in Praxen, Ambulanzen und Kliniken. Sie dienen der Fixierung von Wundauflagen und sind ideal für Verbände an vielbewegten Körperteilen, da sie durch die Selbsthaftung rutschfest sind.

#### Lieferform:

unsteril				
Art.-Nr.	PZN	Abmessung	Originalpackung	Versandeinheit
43351	12464532	4cm x 20m	2 Stück je Faltschachtel (rot und blau)	nach Auftrag



#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de) | [KERMA.de](http://KERMA.de)





KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### VERBANDZELL- STOFFBINDEN ca. 3,50m

#### Produkt

Verbandzellstoffbinden bestehen aus mehrlagigem, sauerstoffgebleichtem Verbandzellstoff und sind mit einer Papierbänderole versehen.

#### Indikation

Verbandzellstoffbinden werden im medizinischen und veterinärmedizinischen Bereich u.a. als Stützverband oder Polstermaterial (auch unter Gipsbinden) sowie in Haushalt, Kosmetik und Fußpflege verwendet.



#### Lieferform:

Art.-Nr.	PZN	Abmessung	Originalpackung	Versandeinheit
41301	04045844	6cm breit	1 Binde in Bänderole	120 Stück/ Karton
41302	04045850	8cm breit	1 Binde in Bänderole	100 Stück/ Karton
41303	04045867	10cm breit	1 Binde in Bänderole	90 Stück/ Karton
41304	04045873	12cm breit	1 Binde in Bänderole	80 Stück/ Karton
41305	04045896	15cm breit	1 Binde in Bänderole	110 Stück/ Karton
41306	04045904	18cm breit	1 Binde in Bänderole	45 Stück/ Karton

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de) | [KERMA.de](http://KERMA.de)





KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### NASENVERBAND (Nasenschleuder)

#### Produkt

Ein längs- und querelastischer Netzschlauch aus Polyamid mit mittig eingearbeiteter Saugkomresse. Die Komresse schmiegt sich an der Oberlippe an und hat ein großes Absorptionsvermögen, so dass die aufgenommene Flüssigkeit im Inneren der Komresse gebunden wird. Durch die eingearbeiteten Ohrenschlaufen ist ein einfaches Anlegen möglich. Die Enden können auch am Hinterkopf verknötet werden. Der Nasenverband kann als Sprechstundenbedarf abgerechnet werden.

#### Indikation

Vorzugsweise erfolgt der Einsatz im HNO-Bereich nach Nasenoperationen. Der Nasenverband nimmt dann Blut und Wundsekret auf. Bei Erkältungskrankheiten kann das Saugkissen mit ätherischen Ölen beträufelt werden, was die Atmung erleichtert. Dies ist auch für Kinder geeignet.

#### Lieferform:

##### unsteril

Art.-Nr.	PZN	Größe	Originalpackung	Versandeinheit
43360	12409987	Universalgröße	5 Stück in Folie	nach Auftrag

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de) | [KERMA.de](http://KERMA.de)





KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION



### AUGENWATTE

#### Produkt

Augenwatte ist eine hochreine Verbandwatte aus 100% Baumwolle, besitzt eine hohe Saugfähigkeit, ist weich, weiß und frei von jeglichen Zusätzen.

Augenwatte wird steril (dampfsterilisiert bei 134°C) und unsteril angeboten.

#### Indikation

Augenwatte ist vielseitig verwendbar. Neben dem medizinischen Bereich u.a. Augenheilkunde, HNO etc., in dem sie zum Beispiel als Polster- oder Saugmaterial sowie für Wattestäbchen benutzt wird, findet sie auch auf technischem Gebiet Anwendung. Aufgrund ihrer Struktur eignet sich die KERMA®-Augenwatte hervorragend zur Reinigung von optischen Oberflächen/ Mikroskopoptiken.

#### Lieferform:

##### steril

Art.-Nr.	PZN	Masse	Originalpackung	Versandeinheit
42926	10071099	10g	10g im Sterilbeutel (zickzack)/Folie	15 Packungen/ Karton

##### unsteril

Art.-Nr.	PZN	Masse	Originalpackung	Versandeinheit
42920	04751039	10g	10g in Folie (zickzack)	50 Packungen/ Karton
42921	04751045	25g	25g in Folie (zickzack)	25 Packungen/ Karton
42922	04751051	50g	50g in Folie (zickzack)	25 Packungen/ Karton
42923	04751068	100g	100g in Folie (zickzack)	25 Packungen/ Karton

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de) | [KERMA.de](http://KERMA.de)





KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION



### VERBANDWATTE zickzack, steril

#### Produkt

Verbandwatte ist eine hochreine Watte aus 100% Baumwolle, besitzt eine hohe Saugfähigkeit, ist weich, weiß und frei von jeglichen Zusätzen.

Verbandwatte wird steril (dampfsterilisiert bei 134°C) angeboten.

#### Indikation

Verbandwatte ist vielseitig verwendbar. Im medizinischen Bereich, u.a. in der Augenheilkunde, HNO etc., wird sie zum Beispiel als Polster- oder Saugmaterial benutzt.

#### Lieferform:

steril				
Art.-Nr.	PZN	Masse	Originalpackung	Versandeinheit
42927	12387493	10g	10g im Sterilbeutel (zickzack)/Folie	15 Packungen/ Karton

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de) | [KERMA.de](http://KERMA.de)





KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### VERBANDWATTE – PRESSROLLEN aus 100% Baumwolle

#### Produkt

100% Baumwolle als Vlies  
(ca. 2,2m lang), gerollt und ge-  
presst **mit Papierzwischenlage**.

Die Rolle ist ca. 6cm bzw.  
8cm breit und hat einen  
Durchmesser von 6–7cm.

Verbandwatte in Pressrollenform  
wird unsteril angeboten.

#### Indikation

Die Verbandwatte kann als Saug-  
und Polstermaterial in den Berei-  
chen Medizin und Hygiene,  
aber auch im veterinärmedizinischen  
Bereich verwendet werden.



#### Lieferform:

Art.-Nr.	PZN	Ausführung	Originalpackung	Versandeinheit
47903	12464561	6cm × 2,2m	20 Rollen im Karton	Original- packung
47904	12464578	8cm × 2,2m	20 Rollen im Karton	Original- packung

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de) | [KERMA.de](http://KERMA.de)





KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### WATTESTIEL- TRÄGER handgefertigt

#### Produkt

Wattezuschnitt aus 100% Baumwolle nach DAB, der auf ein Ende eines Holzstabes (Länge 20cm, Ø ca. 4mm) fest gewickelt ist.

Der Wattekopf hat einen Durchmesser von ca. 1,5cm und ist ca. 4cm lang.

Wattestielträger werden unsteril angeboten, sind jedoch sterilisierbar.

#### Indikation

Zur Wundversorgung, als Träger für Desinfektionslösungen, zum Reinigen von Wunden und Hautpartien.

#### Lieferform:

unsteril				
Art.-Nr.	PZN	Ausführung	Originalpackung	Versandeinheit
42950	–	Wattekopf einseitig	100 Stück in Faltschachtel	nach Auftrag

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de) | [KERMA.de](http://KERMA.de)





KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### KRANKEN- UNTERLAGEN Saug- und Schutz- unterlagen

#### Produkt

Die Unterlagen 12-lagig und 8-lagig bestehen aus drei Komponenten:

**Aufliegefläche:** weiches Hygienevlies, feuchtigkeitsdurchlässig

**Saugkörper:** hochsaugfähiger, weicher, 10-lagiger bzw. 6-lagiger Verbandzellstoff

**Wäscheschutz:** dichte, rutschfeste, weiche und undurchlässige Folie

Alle drei Materialien sind beidseitig vernäht und somit fest miteinander verbunden. Krankenunterlagen erleichtern die tägliche Hygiene bettlägeriger Patienten, schützen die Haut vor aggressiver Feuchte und Wundliegen, sind auch ein Schutz für Betttuch und Matratze.

Der Lagenzellstoff garantiert ein gleichmäßiges Ableiten der Flüssigkeiten.

#### Lieferform:

#### L 10 (Unterlagen 12-lagig)

Art.-Nr.	PZN	Abmessung	Originalpackung	Versandeinheit
45601	04082130	60cm × 40cm	10 Stück in Folie	9 Packungen/Karton
45602	04082147	60cm × 60cm	10 Stück in Folie	9 Packungen/Karton
45603	04082153	60cm × 80cm	10 Stück in Folie	10 Packungen/Karton
45604	04094601	60cm × 90cm	10 Stück in Folie	10 Packungen/Karton
45614	04094475	60cm × 90cm	100 Stück im Karton	Originalpackung

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de) | [KERMA.de](http://KERMA.de)





KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### KRANKEN- UNTERLAGEN Saug- und Schutz- unterlagen

#### Indikation

Die Unterlagen werden unter anderem in der Geriatrie und Inkontinentenpflege, bei nässenden Hauterkrankungen, zur Wochenbettversorgung und als Liegenauflage bei Behandlungen im ambulanten und stationären Bereich verwendet (z.B. bei Darmspiegelungen).

<b>L 6 (Unterlagen 8-lagig)</b>				
Art.-Nr.	PZN	Abmessung	Originalpackung	Versandeinheit
45621	04082242	60cm × 40cm	10 Stück in Folie	8 Packungen/ Karton
45631	04082271	60cm × 40cm	200 Stück im Karton	Originalpackung
45622	04082259	60cm × 60cm	10 Stück in Folie	12 Packungen/ Karton
45632	04082288	60cm × 60cm	100 Stück im Karton	Originalpackung
45623	04082265	60cm × 80cm	10 Stück in Folie	5 Packungen/ Karton
45624	04265480	60cm × 90cm	10 Stück in Folie	9 Packungen/ Karton
45634	04265497	60cm × 90cm	100 Stück im Karton	Originalpackung
45635	07259043	90cm × 2m	5 Stück in Folie	5 Packungen/ Karton
45636	–	60cm × 2m	50 Stück im Karton	Originalpackung

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de) | [KERMA.de](http://KERMA.de)





KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### UNTERLAGE MIT FOLIESCHUTZ Saug- und Schutz- unterlagen

#### Produkt

Die Unterlage mit Folieschutz – 8-lagig – besteht aus einer 6-lagigen Verbandzellstoffeinlage mit einer oberen Lage Hygienevlies und einer unteren Lage Folie und ist beidseitig vernäht.

#### Indikation

Unterlagen mit Folieschutz können als Wäscheschutz, Schutzunterlage, Schutzlätzchen, Schutzkomresse bei nässenden großflächigen Hauterkrankungen u.a. im medizinischen und veterinärmedizinischen Bereich und der Geriatrie verwendet werden. Stoma-Patienten haben mit dieser Unterlage, die sie als Wäscheschutz verwenden, gute Erfahrungen gemacht. Ferner wird sie in der Urologie beispielsweise als Unterlage beim Einsetzen bzw. Entfernen von Kathetern sowie im gynäkologischen Bereich genutzt. Auch nach kleinen chirurgischen Eingriffen wird diese beim Entfernen von Fäden als Unterlage verwendet.

#### Lieferform:

Art.-Nr.	PZN	Abmessung	Originalpackung	Versandeinheit
45625	–	25cm × 30cm	100 Stück im Karton	Originalpackung
45626	–	25cm × 40cm	100 Stück im Karton	Originalpackung

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de) | [KERMA.de](http://KERMA.de)





KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### EINMAL-NASEN- SCHLITZTÜCHER

#### Produkt

Nach dem Airlaid-Verfahren hergestellte, weiche und hochsaugfähige Faservliese, jeweils 30cm x 21cm groß, unsteril und mit mittiger Kreuzschlitzstanzung.

#### Indikation

Einmal-Nasenschlitztücher werden vorzugsweise in Physiotherapie-Praxen eingesetzt; speziell auf Behandlungsliegen und -stühlen, deren Kopfteil mit Nasenschlitz ausgestattet ist. Dadurch wird der direkte Kontakt zwischen Patient und Liege vermieden. Einmal-Nasenschlitztücher – hygienisch und praktisch im Gebrauch.



#### Lieferform:

Art.-Nr.	PZN	Abmessung	Originalpackung	Versandeinheit
41700	01121102	30cm x 21cm	100 Stück in Folie	20 Packungen/ Karton

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de) | [KERMA.de](http://KERMA.de)





KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### VERBAND- ZELLSTOFF- ZUSCHNITTE sauerstoffgebleicht

#### Produkt

Verbandzellstoff-Zuschnitte sind saugfähig, weich, **sauerstoffgebleicht** und somit frei von Krebs erregenden optischen Aufhellern. Sie entsprechen den Anforderungen des DAB.

#### Indikation

Produkte aus Verbandzellstoff sind vielseitig verwendbar im medizinischen Bereich, in Physiotherapie, häuslicher Krankenpflege, im Haushalt, der Kosmetik und Fußpflege.

#### Lieferform:

Art.-Nr.	PZN	Abmessung	Originalpackung	Versandeinheit
41221	04422809	6cm × 6cm	1000g im Karton	Originalpackung
41201	04422689	6cm × 6cm	3kg im Karton	Originalpackung
41222	04422815	9cm × 9cm	1000g im Karton	Originalpackung
41202	04422695	9cm × 9cm	10kg im Karton	Originalpackung
41224	04422821	12cm × 12cm	1000g im Karton	Originalpackung
41204	04422703	12cm × 12cm	10kg im Karton	Originalpackung
41225	04422838	12cm × 20cm	1000g im Karton	Originalpackung
41205	04422726	12cm × 20cm	10kg im Karton	Originalpackung
41218	07118466	15cm × 15cm	5kg im Karton	Originalpackung
41206	04422732	15cm × 15cm	10kg im Karton	Originalpackung
41226	04422844	15cm × 20cm	1000g im Karton	Originalpackung
41207	04422749	15cm × 20cm	10kg im Karton	Originalpackung
41217	07118472	20cm × 20cm	5kg im Karton	Originalpackung

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de) | [KERMA.de](http://KERMA.de)





KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### VERBAND- ZELLSTOFF- ZUSCHNITTE sauerstoffgebleicht

Art.-Nr.	PZN	Abmessung	Originalpackung	Versandeinheit
41208	04422755	20cm × 20cm	10kg im Karton	Originalpackung
41215	07266480	20cm × 20cm	10kg im Karton à 1kg unterverpackt in Folie ohne Kennzeichnung	Originalpackung
41227	04422850	20cm × 30cm	1000g im Karton	Originalpackung
41209	04422761	20cm × 30cm	5kg im Karton	Originalpackung
41214	01528683	20cm × 30cm	15kg im Karton à 1 kg unterverpackt in Folie ohne Kennzeichnung	Originalpackung
41211	04422784	30cm × 30cm	10kg im Karton	Originalpackung
41228	04422867	30cm × 40cm	1000g im Karton	Originalpackung
41212	04422790	30cm × 40cm	5kg im Karton	Originalpackung
41213	01528708	30cm × 40cm	10kg im Karton à 1 kg unterverpackt in Folie ohne Kennzeichnung	Originalpackung
41401	04422873	40cm × 60cm	100g in Folie	50 Packungen/ Karton
41402	04422896	40cm × 60cm	250g in Folie	30 Packungen/ Karton
41403	04422904	40cm × 60cm	500g in Folie	15 Packungen/ Karton
41404	04422910	40cm × 60cm	1000g in Folie	9 Packungen/ Karton
41406	04782123	40cm × 60cm	5kg in Folie (Ballen)	Originalpackung
41405	04422927	40cm × 60cm	10kg in Folie (Ballen)	Originalpackung
41407	07588522	40cm × 60cm	3 × 5kg in Folie (Ballen)/ Karton	Originalpackung

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de) | [KERMA.de](http://KERMA.de)





KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### VERBAND- ZELLSTOFF- WATTEBLÄTTCHEN (Zellwa-Blättchen)

#### Produkt

Verbandzellstoff-Watteblättchen sind saugfähig, weich, **sauerstoffgebleicht** und somit frei von Krebs erregenden optischen Aufhellern. Sie entsprechen den Anforderungen des DAB.

#### Indikation

Verbandzellstoff-Watteblättchen sind auf Grund der kleinen Zugschnittgrößen, der geringen Packungsmenge und der günstigen Aufbewahrung in Faltschachteln in vielen Bereichen der Medizin (auch Stomatologie und Labor), in Kliniken, der häuslichen Krankenpflege sowie der Kosmetik und Fußpflege für eine besonders sparsame, sinnvolle und hygienische Verwendung hervorragend geeignet.



#### Lieferform:

Art.-Nr.	PZN	Abmessung	Originalpackung	Versandeinheit
41231	04422643	4cm × 6cm	500g in Faltschachtel	14 Packungen/ Karton
41232	04422666	12cm × 13cm	300g in Faltschachtel	30 Packungen/ Karton
41233	04422672	20cm × 20cm	300g in Faltschachtel	25 Packungen/ Karton

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de) | [KERMA.de](http://KERMA.de)





KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### ZELLSTOFF- ZUSCHNITTE ungebleicht

#### Produkt

Ungebleichte Zellstoffprodukte sind hochsaugfähig und weich.

#### Indikation

Ungebleichter Zellstoff wird im medizinischen und veterinärmedizinischen Bereich, in Physiotherapie, Haushalt und überall dort verwendet, wo eine Anwendung von **Verbandzellstoff** nach DAB **nicht** erforderlich ist.

#### Lieferform:

Art.-Nr.	PZN	Abmessung	Originalpackung	Versandeinheit
41256	04096540	20cm × 20cm	10kg im Karton à 1kg unterverpackt in Folie ohne Kennzeichnung	Originalpackung
41255	07211616	20cm × 20cm	5kg im Karton	Originalpackung
41254	07211591	20cm × 30cm	5kg im Karton	Originalpackung
41258	06708591	20cm × 60cm	5kg im Karton	Originalpackung
41253	07211585	30cm × 40cm	5kg im Karton	Originalpackung
41414	00413280	40cm × 60cm	1000g in Folie	12 Packungen/Karton
41252	07211579	40cm × 60cm	5kg in Folie (Ballen)	Originalpackung
41251	07211562	40cm × 60cm	3 × 5kg in Folie (Ballen)/Karton	Originalpackung

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de) | [KERMA.de](http://KERMA.de)





KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### STABILISIERUNGS- UND DRUCK- POLSTERROLLE biegsam

#### Produkt

Hautfreundliches Hygienevlies, beidseitig vernäht mit mehrlagigem sauerstoffgebleichtem, hochsaugfähigem Verbandzellstoff nach DAB, gewickelt um einen biegbaren Plast-Metallstreifen und durch ein hochelastisches, hautfreundliches Netzgewirke zusammengehalten.

Das Produkt wird grundsätzlich steril angeboten, erfüllt die Forderungen des Medizinproduktegesetzes und sollte in jedem Verbandkasten, jeder Hausapotheke und Arzttasche vorhanden sein.

#### Indikation

In Kombination mit unseren sterilen Kompressen und der elastischen Fingerbinde ist sie auch durch ihre Biegsamkeit ein idealer Verband bei Finger- und Handverletzungen. Ferner kann sie als Druckpolster verwendet werden, ohne dass Durchblutungsstörungen, Schockwirkungen u. Ähnliches auftreten können.



Die Stabilisierungs- und Druckpolsterrolle ist ein steriler medizinischer Unterstützer für die Erste Hilfe. Sie wurde vom Deutschen Roten Kreuz bei der Notfallrettung getestet

und als besonders vorteilhaft eingeschätzt und empfohlen, weil sie u.a. als Sterilgut direkt auf offenen Wunden einsetzbar ist.

#### Lieferform:

steril				
Art.-Nr.	PZN	Abmessung	Originalpackung	Versandeinheit
44801	08545242	Länge ca. 20cm, oval, Ø ca. 2,5cm	1 Stück in Klarsicht-Peelpackung/Folie	30 Packungen/Karton

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen  
Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20  
E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de) | [KERMA.de](http://KERMA.de)



# AGB der KERMA® Verbandstoff GmbH, Ziegelstraße 29, 09661 Hainichen

Alle Vereinbarungen, Angebote und Lieferungen der KERMA® Verbandstoff GmbH (im folgenden KERMA® genannt) erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Somit gelten sie nach Anwendung auch für zukünftige Geschäftsbeziehungen mit dem Kunden, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden. Entgegenstehende Geschäftsbedingungen des Kunden werden selbst bei Kenntnis nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird durch KERMA® ausdrücklich zugestimmt.

## 1. ALLGEMEINES

Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Die Annahme durch KERMA® kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden. Für vom Kunden gewünschte Änderungen/Sonderanfertigungen übernimmt dieser das Risiko der Eignung für den von ihm vorgesehenen abweichenden Verwendungszweck. Mündliche Vereinbarungen, Änderungen sowie Ergänzungen eines Vertrages sind nur dann verbindlich, wenn sie von KERMA® schriftlich bestätigt sind. Für den Export gelten gesonderte Vereinbarungen.

## 2. PREISE

Die am Versandtag gültigen Preise werden in Rechnung gestellt, sofern nicht ausdrücklich andere Preise vereinbart wurden. Die angegebenen Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Nebenkosten auf Grund von Sonderwünschen des Käufers gehen zu dessen Lasten. Die Mehrwertsteuer wird am Tage der Lieferung in der vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Höhe zusätzlich berechnet.

## 3. LIEFERUNG

### 3.1. Lieferfrist

Wenn nicht anders vereinbart, wird eine 7-tägige Lieferfrist – ausgehend vom Auftragseingangsdatum – angestrebt. Nachträgliche Änderungs- und Ergänzungswünsche des Auftraggebers verlängern die Frist angemessen. Die Zusendung einer Auftragsbestätigung erfolgt nur nach Anforderung. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Jede Teillieferung wird als Erledigung eines besonderen Auftrages im Sinne dieser Liefer- und Zahlungsbedingungen betrachtet.

### 3.2. Lieferanschrift

Die Lieferung der Ware erfolgt an die vereinbarte Anschrift. Bei nachträglicher Änderung trägt der Käufer alle dadurch entstandenen Mehrkosten. Die Zweitzustellung in Folge des Verschuldens des Käufers kann KERMA® zusätzlich in Rechnung stellen.

### 3.3. Nichterfüllung der Lieferung

Es wird nicht gehaftet für Nichterfüllung oder Verspätung; gleich, ob direkt oder indirekt verursacht, zum Beispiel durch Feuer, Explosion, Unfall, Überschwemmung, Arbeitsschwierigkeiten oder Verknappung von Material, Ausrüstung oder Werkstoffen, Krieg, behördliche Maßnahmen, Mangel an geeignetem Material, Ausrüstung, Brennstoff, Kraft- oder Transportmöglichkeiten, durch höhere Gewalt, durch sonstige Ereignisse oder Ursachen, die außerhalb unseres Einwirkungsbereiches liegen.

Ist das Geschäft für beide Teile ein Handelsgeschäft im Sinne des § 343 HGB, steht dem Kunden im Falle einer von KERMA® zu vertretenden Nichteinhaltung eines Liefertermins nach Setzen einer Nachfrist von mindestens sechs Wochen lediglich ein Rücktrittsrecht zu. Weitergehende Rechte, insbesondere Schadenersatzansprüche wegen Nichterfüllung, verspäteter Lieferung und sonstige Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie auf einfacher Fahrlässigkeit beim Verwender beruhen.

## 4. ZAHLUNG

### 4.1. Zahlungsbedingungen

Es gelten die jeweils vereinbarten Zahlungsbedingungen. Sofern keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde, gelten folgende Bedingungen: Zahlungen erfolgen binnen 14 Tagen nach Rechnungsdatum ohne jeden Abzug. Die Fristen sind eingehalten, wenn das Geld innerhalb des angegebenen Termins bei KERMA® eingegangen ist bzw. bei Bezahlung im Lastschriftverfahren vorbehaltlos gutgeschrieben ist.

KERMA® ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder volle Vorausbezahlung der Lieferung zu verlangen und/oder weitere Lieferungen nur gegen Vorkasse durchzuführen oder von der Stellung einer angemessenen Sicherheit abhängig zu machen, sofern begründete Zweifel über die Zahlungsfähigkeit oder Zahlungswilligkeit des Käufers bestehen.

### 4.2. Zahlungsverzug

Bei Überschreitung der Zahlungsfrist kann KERMA® schriftlich eine Nachfrist von fünf Tagen setzen und Verzugsschaden geltend machen.

Bei Zahlung nach Fälligkeit kann KERMA® Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank geltend machen. KERMA® bleibt es vorbehalten, einen höheren Verzugsschaden geltend zu machen, falls dieser tatsächlich entstanden ist.

## 5. VERSAND

### 5.1. Lieferbasis

Frei-Haus-Lieferungen sind möglich ab einem Nettowarenwert von 250,- EUR. Mehrkosten bei Express- oder Eilgutsendungen gehen zu Lasten des Kunden.

### 5.2. Gefahrübergang

Mit der Übergabe der Ware an den Paketdienst/Spediteur/Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Kunden über. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde mit der Annahme der Leistung im Verzug ist.


### 5.3. Versandeinheit

Die in der Preisliste festgelegten Versandeinheiten sind grundsätzlich verbindlich. D. h. Bestellungen, die von den Verpackungseinheiten zum Zeitpunkt der Lieferung abweichen, werden, wenn nicht anders vereinbart, auf komplette Versandeinheiten nach oben korrigiert.

Vom Kunden gewünschte Abweichungen zur Versandeinheit sind möglich, können jedoch zu 5% Verpackungskosten vom Nettowarenwert der gelieferten Menge führen.

### 5.4. Verpackung

Bei Sonderwünschen zur Verpackung wird der Mehrbetrag in Rechnung gestellt. Mehrwegpaletten und andere Leihverpackungen sind vom Kunden umgehend kostenlos zurück zu liefern.



## 6. EIGENTUMSVORBEHALT

6.1.

Alle Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von KERMA®. Verarbeitung oder Umbildung erfolgt stets für die KERMA® als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für KERMA®.

6.2.

Verarbeitete oder umgebildete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne von Nr. 6.1. Erlischt das Eigentum von KERMA® durch Verarbeitung oder Umbildung, so überträgt der Kunde bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware an KERMA®.

6.3.

Der Kunde darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und so lange er nicht in Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, dass die Forderungen aus der Weiterveräußerung auf KERMA® gemäß nachstehender Regelung übergehen.

6.4.

Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt der Kunde bereits jetzt sicherheitshalber in Höhe des Rechnungswertes der jeweils veräußerten Vorbehaltsware an KERMA® ab. KERMA® ermächtigt den Kunden widerruflich, die an KERMA® abgetretenen Forderungen für deren Rechnung in eigenem Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.

6.5.

Übersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 15%, ist KERMA® zur dinglichen Freigabe von Sicherheiten nach Wahl des Kunden verpflichtet.

6.6.

Der Kunde ist verpflichtet, KERMA® von einer Pfändung oder einer sonstigen Beeinträchtigung oder Gefährdung der Vorbehaltsware oder der für KERMA® bestehenden sonstigen Sicherheiten unverzüglich zu benachrichtigen.

6.7.

Der Kunde verpflichtet sich, die Vorbehaltsware ausreichend, insbesondere gegen Feuer, Wasser, Sturm, Blitzschlag und Diebstahl zu versichern. Seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen tritt er bereits jetzt an KERMA® ab.

6.8.

KERMA® ist berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht dieses Abschnittes, vom Vertrag zurückzutreten und die Ware heraus zu verlangen. Für diesen Fall erklärt der Kunde bereits jetzt seine Zustimmung dazu, dass KERMA® die beim Kunden befindliche Vorbehaltsware bzw. – soweit KERMA® alleiniger Eigentümer ist – die neue Sache im Sinne von Ziffer 6.2. dieses Abschnittes – wegnehmen bzw. wegnehmen lassen kann. Zur Durchführung dieser Maßnahmen, wie auch zu einer allgemeinen Besichtigung der Vorbehaltsware bzw. neuen Sache, hat der Kunde KERMA® oder von KERMA® beauftragte Personen nach Vorankündigung zu üblichen Zeiten Zutritt zu gewähren.

## 7. GEWÄHRLEISTUNG

7.1.

Für Schäden aus unsachgemäßer Lagerung oder Verwendung übernimmt KERMA® keine Haftung.

7.2.

KERMA® ist Gelegenheit zu geben, fristgerecht gerügte Mängel zu prüfen. Beanstandete Ware ist auf Verlangen unverzüglich an KERMA® zurück zu senden. Wenn der Kunde diesen Verpflichtungen nicht nachkommt oder ohne schriftliche Zustimmung von KERMA® Änderungen an der bereits beanstandeten Ware vornimmt, verliert er etwaige Gewährleistungsansprüche. Ebenso kann KERMA® die Nacherfüllung verweigern, wenn sie unverhältnismäßig, das heißt insbesondere mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist.

7.3.

Für bestehende Mängel leistet KERMA® nach eigener Wahl Gewähr durch Ersatzlieferung. Sollte sich nicht aus der Art der Sache, des Mangels oder sonstigen Umständen etwas anderes ergeben, hat KERMA® nach eigener Wahl mindestens zwei Versuche der Nachlieferung.

7.4.

Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen.

7.5.


Der Kunde muss offensichtliche Mängel sofort, spätestens innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Empfang der Ware gegenüber KERMA® in Textform anzeigen; anderenfalls ist die Geltendmachung des Mängelbeseitigungsanspruches ausgeschlossen. Den Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.

7.6.

Ist mit dem Kunden eine Abnahme der Ware vereinbart, so gilt die Ware mit erfolgter Abnahme als genehmigt. Weitergehende Mängelansprüche des Kunden sind dann ausgeschlossen, es sei denn, dass es sich um einen verdeckten Mangel handelt, der auch bei sorgfältiger Untersuchung während der Abnahme nicht erkennbar war.

7.7.

Erklärt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, so steht ihm daneben kein Schadenersatzanspruch wegen des Mangels zu. Fordert der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadenersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadenersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und dem Wert der mangelhaften Sache. Das gilt nicht bei Arglist oder vorsätzlicher Täuschung.



7.8.

Die Gewährleistungsfrist beträgt 1 Jahr ab Lieferung der Ware.

## **8. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN**

8.1.

Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich die Haftung von KERMA® auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen der gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von KERMA®. Bei der leicht fahrlässigen Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten haftet KERMA® nicht. Weitergehende Ansprüche des Kunden gegen KERMA® sind ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadenersatzansprüche wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung. KERMA® haftet deshalb nicht für Schäden, die nicht an der gelieferten Ware selbst entstanden sind. Vor allem haftet KERMA® nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Kunden.

8.2.

Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet KERMA® – außer in den Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit seiner gesetzlichen Vertreter oder leitenden Angestellten – nur für den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.

8.3.

Die Haftungsbeschränkung gilt nicht in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlern der gelieferten Ware für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. Sie gilt auch nicht bei der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit und beim Fehlen von zugesicherten Eigenschaften, wenn und soweit die Zusicherung gerade bezweckt hat, den Kunden gegen Schäden, die nicht an der gelieferten Ware selbst entstanden sind, abzusichern.

8.4.

Soweit die Haftung von KERMA® ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung seiner Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

8.5.

Die gesetzlichen Regelungen zur Beweislast bleiben hiervon unberührt.

## **9. RÜCKSENDUNG**

Bezüglich Rücksendungen wird auf die gültige Retourenregelung verwiesen.

## **10. ERFÜLLUNGORT**

Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Hainichen/Sachsen.

## **11. ANWENDBARES RECHT**

Das Vertragsverhältnis unterliegt, auch wenn es sich um Lieferungen ins Ausland handelt, dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

## **12. GERICHTSSTAND**

Als Gerichtsstand wird, soweit eine Vereinbarung zulässig ist, das für den Firmensitz von KERMA® örtlich zuständige Gericht festgelegt.

## **13. DATENSCHUTZKLAUSEL**

KERMA® ist berechtigt, nach den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes personenbezogene Daten des Kunden mit automatischer Datenverarbeitung zu speichern.

## **14. INFORMATION GEMÄSS VERBRAUCHERSTREITBEILEGUNGSGESETZ – VSBG**

Die Firma Kerma® Verbandstoff GmbH ist grundsätzlich nicht bereit und verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

## **15. SCHLUSSBESTIMMUNGEN**

15.1.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen nichtig oder unwirksam sein, so steht zwischen den Vertragsparteien fest, dass an die Stelle einer nichtigen oder unwirksamen Klausel eine solche Klausel rücken soll, die dem wirtschaftlich Gewolltem am Nächsten kommt.

15.2.

Alle Änderungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Abbedingung des Schriftformerfordernisses.

*Stand 15. Dezember 2016*

