



KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### STIELTUPFER

#### Produkt

Mullzuschnitt aus 20-fädigem Verbandmull (Baumwolle, DIN EN 14079 – VM20, Ph.Eur.), der auf ein Ende oder auch auf beide Enden eines Holzstabes (Länge ca. 20cm, Ø ca. 4mm) ca. 7cm lang mit verdeckten Schnittkanten fest gewickelt ist.

Stieltupfer werden steril (dampfsterilisiert bei 134°C) und unsteril angeboten.

#### Indikation

Stieltupfer eignen sich hervorragend zur Wundversorgung, für Abstriche, als Träger für Desinfektionslösungen, zum Desinfizieren und Reinigen von Wunden und Hautpartien sowie zur Reinigung von Geräten im Laborbereich.

Diese vielseitige Verwendbarkeit wird noch durch das Einsatzgebiet „Mundpflege“ erweitert.

Mit Wasser oder Tee getränkte Stieltupfer lassen sich zum Wohle des Patienten sehr gut zur Reinigung der Mundhöhle oder zum Benetzen der Lippen verwenden – gerade auch bei Unverträglichkeit von oder Aversion gegen Zitronenstäbchen u.ä.



#### Lieferform:

steril				
Art.-Nr.	PZN	Ausführung	Originalpackung	Versandeinheit
42545	01743826	einseitig	5 Stück in Klarsicht-Peelpackung/Folie	30 Packungen/Karton

Preisgünstige Klinikpackung steril				
Art.-Nr.	PZN	Ausführung	Originalpackung	Versandeinheit
42546	–	einseitig	230 × 5 Stück in Klarsicht-Peelpackung/Karton	Originalpackung

unsteril				
Art.-Nr.	PZN	Ausführung	Originalpackung	Versandeinheit
42542	04804586	einseitig	120 Stück in Faltschachtel	nach Auftrag
42540	04769447	beidseitig	120 Stück in Faltschachtel	nach Auftrag

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de) | [KERMA.de](http://KERMA.de)

