



KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

# STABILISIERUNGS- UND DRUCK- POLSTERROLLE biegsam

### Produkt

Hautfreundliches Hygienevlies, beidseitig vernäht mit mehrlagigem sauerstoffgebleichtem, hochsaugfähigem Verbandzellstoff nach DAB, gewickelt um einen biegbaren Plast-Metallstreifen und durch ein hochelastisches, hautfreundliches Netzgewirke zusammengehalten.

Das Produkt wird grundsätzlich steril angeboten, erfüllt die Forderungen des Medizinproduktegesetzes und sollte in jedem Verbandskasten, jeder Hausapotheke und Arzttasche vorhanden sein.

### Indikation

In Kombination mit unseren sterilen Kompressen und der elastischen Fingerbinde ist sie auch durch ihre Biegsamkeit ein idealer Verband bei Finger- und Handverletzungen. Ferner kann sie als Druckpolster verwendet werden, ohne dass Durchblutungsstörungen, Schockwirkungen u. Ähnliches auftreten können.

### Lieferform:

steril				
Art.-Nr.	PZN	Abmessung	Originalpackung	Versandeinheit
44801	08545242	Länge ca. 20cm, oval, Ø ca. 2,5cm	1 Stück in Klarsicht-Peelpackung/Folie	Originalpackung

Die Stabilisierungs- und Druckpolsterrolle ist ein steriler medizinischer Unterstützer für die Erste Hilfe. Sie wurde vom Deutschen Roten Kreuz bei der Notfallrettung getestet und als besonders vorteilhaft eingeschätzt und empfohlen, weil sie u.a. als Sterilgut direkt auf offenen Wunden einsetzbar ist.

### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen | Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20  
E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de) | [KERMA.de](http://KERMA.de)