



KERMA® Verbandstoff GmbH
Hainichen

PRODUKTINFORMATION



WATTETAMPONS handgefertigt

Produkt

Wattebausch mit einer Mull-
umhüllung aus 20-fädigem
Verbandmull (Baumwolle,
DIN EN 14079 – VM20 Ph.Eur.),
durch einen doppelten Faden
zusammengehalten (Länge
ca. 20cm), der zusätzlich
als Rückholfaden fungiert.
Wattetampons sind in drei ver-
schiedenen Größen lieferbar:

- **walnussgroß – Ø ca. 4cm,
Gewicht ca. 2,4g**
- **extragroß – Ø ca. 5cm,
Gewicht ca. 3,8g**
- **faustgroß – Ø ca. 6cm,
Gewicht ca. 7,0g**

Wattetampons werden steril
(dampfsterilisiert bei 134°C) und
unsteril angeboten.

Indikation

Die Wattetampons werden zum
Tamponieren verschiedener
Wunden verwendet, vor allem
im gynäkologischen und
chirurgischen Bereich.

Lieferform:

steril

Art.-Nr.	PZN	Größe	Originalpackung	Versandereinheit
42502	04045502	walnussgroß Ø ca. 4cm	12 Stück im Sterilbeutel/ Faltschachtel	Original- packung
42508	16223593	walnussgroß Ø ca. 4cm	50×1 Stück in Klarsicht-Peel- packung/Karton	Original- packung
42503	04045519	extragroß Ø ca. 5cm	12 Stück im Sterilbeutel/ Faltschachtel	Original- packung
42504	10810869	extragroß Ø ca. 5cm	50×1 Stück in Klarsicht-Peel- packung/Karton	Original- packung
42500	16223601	faustgroß Ø ca. 6cm	50×1 Stück in Klarsicht-Peel- packung/Karton	Original- packung

unsteril

Art.-Nr.	PZN	Größe	Originalpackung	Versandereinheit
42507	10810875	faustgroß Ø ca. 6cm	10×5 Stück im Foliebeutel/ Karton	Original- packung

KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen | Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20

E-Mail: verkauf@kerma.de | KERMA.de