



KERMA® Verbandstoff GmbH
Hainichen

PRODUKTINFORMATION

STABILISIERUNGS- UND DRUCK- POLSTERROLLE biegsam

Produkt

Hautfreundliches Hygienevlies, beidseitig vernäht mit mehrlagigem sauerstoffgebleichtem, hochsaugfähigem Verbandzellstoff nach DAB, gewickelt um einen biegbaren Plast-Metallstreifen und durch ein hochelastisches, hautfreundliches Netzgewirke zusammengehalten.

Das Produkt wird grundsätzlich steril angeboten und sollte in jedem Verbandskasten, jeder Hausapotheke und Arzttasche vorhanden sein.

Indikation

Das Erzeugnis ist geeignet zum Erreichen eines Druckpolster-effektes. Es gewährleistet die Ruhestellung des zu verbindenden Körperteils oder auch des in den Körper eingedrungenen Fremdkörpers. Durch ihre Biegsamkeit ist die „Stabirolle“ gut zur Fixierung von Finger- und Handverletzungen anwendbar. Ihre Polsterung bietet eine hohe Saugfähigkeit und gute Anschmiegsamkeit.



Lieferform:

steril				
Art.-Nr.	PZN UDI-DI (PPN)	Abmessung	Originalpackung	Versand- einheit
44801	08545242 110854524245	Länge ca. 20cm, oval, Ø ca. 2,5cm	1 Stück in Klarsicht-Peel- packung/Folie	Original- packung

Die Stabilisierungs- und Druckpolsterrolle ist ein steriler medizinischer Unterstüztzer für die Erste Hilfe. Sie wurde vom Deutschen Roten Kreuz bei der Notfallrettung getestet und als besonders vorteilhaft eingeschätzt und empfohlen, weil sie u.a. als Sterilgut direkt auf offenen Wunden einsetzbar ist.

KERMA® Verbandstoff GmbH
Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen
Tel. 037207 408-22 und -30
Fax 037207 408-20
E-Mail: verkauf@kerma.de
KERMA.de