



KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION



### STIELTUPFER handgefertigt

#### Produkt

Mullzuschnitt aus 20-fädigem Verbandmull (Baumwolle, DIN EN 14079 – VM20, Ph.Eur.), der auf ein Ende oder auch auf beide Enden eines Holzstabes (Länge ca. 20cm, Ø ca. 4mm) ca. 7cm lang mit verdeckten Schnittkanten fest gewickelt ist.

Stieltupfer werden steril (dampfsterilisiert bei 134°C) und unsteril angeboten.

#### Indikation

Stieltupfer eignen sich hervorragend zur Wundversorgung, für Abstriche, als Träger für Desinfektionslösungen, zum Desinfizieren und Reinigen von Wunden und Hautpartien sowie zur Reinigung von Geräten im Laborbereich.

Diese vielseitige Verwendbarkeit wird noch durch das Einsatzgebiet „Mundpflege“ erweitert.

Mit Wasser oder Tee getränkte Stieltupfer lassen sich zum Wohle des Patienten sehr gut zur Reinigung der Mundhöhle oder zum Benetzen der Lippen verwenden – gerade auch bei Unverträglichkeit von oder Aversion gegen Zitronenstäbchen u.ä.

#### Lieferform:

##### steril

Art.-Nr.	PZN UDI-DI (PPN)	Ausführung	Originalpackung	Versand- einheit
42545	01743826 110174382684	einseitig	5 Stück in Klarsicht-Peel- packung/Folie	30 Packungen/ Karton
42546	17373478 111737347854	einseitig	230×5 Stück in Klarsicht-Peel- packung/Karton	Original- packung
42547	17265240 111726524018	beidseitig	40×3 Stück in Klarsicht-Peel- packung/ Karton	Original- packung

##### unsteril

Art.-Nr.	PZN UDI-DI (PPN)	Ausführung	Originalpackung	Versand- einheit
42542	04804586 110480458621	einseitig	120 Stück in Faltschachtel	Original- packung
42540	04769447 110476944759	beidseitig	120 Stück in Faltschachtel	Original- packung

**KERMA® Verbandstoff GmbH**  
Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen  
Tel. 037207 408-22 und -30  
Fax 037207 408-20  
E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de)  
[KERMA.de](http://KERMA.de)