



KERMA® Verbandstoff GmbH
Hainichen

PRODUKTINFORMATION



ZELLSTOFF-MULL-KOMPRESSEN 12-lagig

Produkt

Beidseitig vernähte Komresse, bestehend aus einer oberen Lage 20-fädigem Verbandmull aus Baumwolle (DIN EN 14079 – VM20, Ph.Eur.), 10 Lagen sauerstoffgebleichtem, hochsaugfähigem Verbandzellstoff nach DAB und einer unteren Lage Hygienevlies. Sie ist stets mit der Mullfläche auf die Wunde zu applizieren.

Zellstoff-Mull-Kompressen werden steril (dampfsterilisiert bei 134°C) und unsteril angeboten.

Indikation

Die Zellstoff-Mull-Kompressen eignen sich für Wunden aller Art, besonders für stark sezernierende Wunden und für Salbenverbände.

Lieferform:

steril				
Art.-Nr.	PZN UDI-DI (PPN)	Abmessung	Originalpackung	Versand- einheit
44161	06347667 110634766753	10cm × 10cm	5 × 2 Stück in Peelpackung/ Folie	20 Packungen/ Karton
44164	07218073 110721807348	10cm × 10cm	25 × 2 Stück in Peelpackung/ Faltschachtel	12 Packungen/ Karton
44162	06347650 110634765063	10cm × 20cm	5 × 2 Stück in Peelpackung/ Folie	10 Packungen/ Karton

unsteril				
Art.-Nr.	PZN UDI-DI (PPN)	Abmessung	Originalpackung	Versand- einheit
44180	04909658 110490965868	10cm × 10cm	10 Stück in Folie	40 Packungen/ Karton
44181	04909664 110490966434	10cm × 20cm	10 Stück in Peelpackung	40 Packungen/ Karton
44171	04095279 110409527940	10cm × 20cm	100 Stück in Faltschachtel	12 Packungen/ Karton

KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30

Fax 037207 408-20

E-Mail: verkauf@kerma.de

KERMA.de



KERMA® Verbandstoff GmbH
Hainichen

PRODUKTINFORMATION

ZELLSTOFF-MULL-KOMPRESSEN gerollt, 12-lagig

Produkt

Beidseitig vernähte Komresse auf Rolle, bestehend aus einer oberen Lage 20-fädigem Verbandmull aus Baumwolle (DIN EN 14079 – VM20, Ph.Eur.), 10 Lagen sauerstoffgebleichtem, hochsaugfähigem Verbandzellstoff nach DAB und einer unteren Lage Hygienevlies. Es können verschiedene Kompressenlängen nach Bedarf zugeschnitten werden (sparsamer Verbrauch). Sie sind stets mit der Mullfläche zur Wunde zu applizieren.

Gerollte Zellstoff-Mull-Kompressen werden unsteril angeboten, sind jedoch sterilisierbar.

Indikation

Die Zellstoff-Mull-Kompressen sind universell einsetzbar, besonders für stark sezernierende Wunden und Salbenverbände, u.a. für Adipositas-Patienten.

KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30

Fax 037207 408-20

E-Mail: verkauf@kerma.de

KERMA.de



Lieferform:

unsteril

Art.-Nr.	PZN UDI-DI (PPN)	Abmessung	Originalpackung	Versand- einheit
44904	06347696 110634769672	10cm × 10m	1 Rolle in Folie	Original- packung